


INRAE



# Petite recette pour préparer de l'ADN



Niveau : tres facile  
Coût : très modique  
Temps : 15 min



1. Placer l'alcool au congélateur 1/2 heure avant de commencer.
2. Epluchez et émincer l'oignon. Réduisez le en purée à l'aide d'un mixer.
3. Filtrez le jus sur un filtre à café et récupérez le dans un verre.
4. Ajoutez y le sel et une ou deux gouttes de liquide vaisselle puis mélanger.
5. Versez lentement sur le bord du verre 3 volumes d'alcool glacé pour 1 volume de jus.
6. Laissez reposer. L'ADN va précipiter sous la forme d'une pelotte blanche. Vous pouvez l'enrouler sur une fourchette comme des spaghetti et le conserver dans de l'alcool.